

三立ケミー・BRAND杜キャンペーンのご案内！

期間：2025年6月16日（火）～2025年9月30日（火）ご注文分まで

製品：アキュジェットS・ディスペンセツテS・トランスファーペツテS

アキュジェットS



accu-jet® S, ベリー

- ①：片手で簡単に操作できる電動ピペットコントローラー。
- ②：人間工学に基づいた設計のため、疲れにくい！

さらに詳しくはコチラ！



- ③操作が左右どちらの手でも可能！
- ④ピペットを付けたまま置ける！
- ⑤壁に掛けることが可能！
- ⑥緑と赤の2色の充電表示！



排出モードとモーター速度の設定は親指、吸引と排出スピードの調整は人差し指と中指で可能！



ピペットを装着した状態で平らな場所へ置くことが可能！



付属の壁掛けラックを使用することで作業スペースを有効活用！



トリクル充電により過充電を防止！

ディスペンセツテS

Dispensette® S

最先端ボルトトップ型ディスペンサー

イーザーキャリブレーション技術
ISO9001やGLPのガイドラインに準拠したキャリブレーションが行えます

セーフティーボール付き
ディスチャージバルブ

排出チューブが装着されていない時に不注意による分注を防ぎます

排出チューブ
リザーキュレーションバルブ付

一体型スクリューキャップ
分注中の紛失防止

リザーキュレーションチューブ
再循環するためのチューブです

テレスコープ型
吸引チューブ

選ぶポイント	
① 用途	P. 8-10
② 分注する試薬	P.11-12
③ 容量設定方法	P. 7
④ 製品一覧	P.13



- ①：独自のピストン設計で高い耐久性
- ②：初心者の方でも安全かつ使いやすい。
- ③：簡単手入れ・パーツ交換が可能。
- ④：高精度・再現性
- ⑤：JCSS校正対応可能！

最大のPoint！
幅広い耐薬品性！！

さらに詳しくはコチラ！



ALL30
%OFF

※購入された容量によって、付属しているアダプター・吸引チューブのサイズは異なります。



三立ケミー株式会社

三立ケミー・BRAND杜キャンペーンのご案内！

期間：2025年6月16日（火）～2025年9月30日（火）ご注文分まで

製品：アキュジェットS・ディスペンセツテ・トランスファーペツテ

トランスファーペツテS



トランスファーペツテS
容量固定式



トランスファーペツテS
デジタル容量可変式



トランスファーペツテS
8連容量可変式

Transferpette® S / electronic を選ぶ

8つのメリット

- 01 左右どちらの手でも長時間の作業負担軽減
- 02 高耐久性を実現
- 03 口の狭い容器でもピペッティング
- 04 一体型シャフト設計
- 05-1 安心の容量ロック機能で誤作動を防止
※Transferpette® S
- 05-2 7つの便利なプログラム
※Transferpette® electronic
- 06 工具不要で簡単に精度補正
- 07 JCSS校正サービス対応可
- 08 高精度・高再現性

さらに詳しくはコチラ！



- ①：左右どちらの手でも
すべて動作を片手で行えます。
- ②：高品質素材と耐薬品性を実現。
- ③：口の狭い容器でもピペッティング
- ④：洗浄や部分交換が簡単に可能。
- ⑤：JCSS校正対応可能！

**ALL30
%OFF**

デモ機貸し出し可能です！

詳細は弊社営業担当へお問い合わせください。

営業担当

三立ケミー株式会社 

本社 〒411-0941

静岡県駿東郡長泉町上土狩697-1

TEL:055-987-5150、FAX:055-987-5120

浜松 〒438-8006

静岡県磐田市上万能183-1

TEL:053-837-3328、FAX:053-835-4016

静岡 〒422-8006

静岡県静岡市駿河区曲金6丁目1-1

TEL:054-203-7530、FAX:054-281-4986