

三立ケミーオリジナルキャンペーン

調整pH標準液30%OFF

期間：2025/6/16～9/30迄



製品番号	製品名／メーカー	容 量	キャンペーン 価格（税抜）	標準価格 （税抜）
43002315	フタル酸塩pH標準液 pH4.01／林純薬工業(株)	500ml	¥980	¥1,400
43002325	中性りん酸塩pH標準液 pH6.86／林純薬工業(株)	500ml	¥980	¥1,400
43002335	ほう酸塩pH標準液 pH9.18／林純薬工業(株)	500ml	¥980	¥1,400

大量にご使用されるお客様向けに5L容量の取扱いもございます
またJCSS認証pH標準液の取扱いもございます
ご用命の際は営業担当までお問合せください

製造元



林純薬工業

試薬化成品部 東京営業所

〒103-0023

東京都中央区日本橋本町4-6-7（光洋ビル1F）

TEL. 03-3241-6293 / FAX. 03-3241-6235

販売店



三立ケミー株式会社

本社 〒411-0941 静岡県駿東郡長泉町上土狩697-1
TEL.055-987-5150 FAX.055-987-5120

浜松営業所 〒438-0817 静岡県磐田市上万能183-1
TEL.0538-37-3328 FAX.0538-35-4016

静岡営業所 〒422-8006 静岡県静岡市駿河区曲金6-1-1
TEL.054-203-7530 FAX.054-281-4986

調製pH標準液

JIS Z 8802「pH測定方法」に記載されている組成で

調製したpH標準液です



HPC

製品規格

品名: フタル酸塩pH標準液 pH 4.01

別名:

規格: PH

容量: 500mL

規格番号: PH-02

制定記号: BDH08

製品コード: 43002315

林純薬工業株式会社

〒540-0037 大阪市中央区内平野町3-2-12

No.	試験項目	(単位)	規格値	試験方法
1	外観(形状)	-	液体	JIS Z8802-2011による
2	外観(色相)	-	無色透明	
3	pH(25℃)	-	4.01 ± 0.015	



HPC

製品規格

品名: 中性りん酸塩pH標準液 pH6.86

別名:

規格: PH

容量: 500mL

規格番号: PH-01

制定記号: BDH08

製品コード: 43002325

林純薬工業株式会社

〒540-0037 大阪市中央区内平野町3-2-12

No.	試験項目	(単位)	規格値	試験方法
1	外観(形状)	-	液体	JIS Z8802-2011による
2	外観(色相)	-	無色透明	
3	pH(25℃)	-	6.86 ± 0.015	



HPC

製品規格

品名: ほう酸塩pH標準液 pH 9.18

別名:

規格: PH

容量: 500mL

規格番号: PH-03

制定記号: BDH08

製品コード: 43002335

林純薬工業株式会社

〒540-0037 大阪市中央区内平野町3-2-12

No.	試験項目	(単位)	規格値	試験方法
1	外観(形状)	-	液体	JIS Z8802-2011による
2	外観(色相)	-	無色透明	
3	pH(25℃)	-	9.18 ± 0.015	